



## 化学品安全技术说明书

物品名称: Vitamin K1-[2H7]  
修正日期: 2022-08-24

符合GB/T 16483和GB/T 17519标准  
SDS ID: 1922 (CHINA)  
版本 1.0

### 第1部分—化学品及企业标识

#### 化学品名称

#### 物品名称

Vitamin K1-[2H7]

#### 产品代码

Product Code 5072-ISO

#### 供应商的详细情况

当地信息 (Local information) :

艾微美科材国际贸易(上海)有限公司  
ATMI International Trading Co,LTD

上海市科苑路88号德国中心二号楼523-533室  
Unit 523-533, Tower 2, German Center, No.88 Keyuan Road, Shanghai 201203, China

邮政编码: 201203  
Zip Code: 201203

电话: 86-21-80236500  
Telephone: 86-21-80236500

应急电话:  
Emergency Call:

86-532-83889090 (中国24小时化学事故应急咨询服务热线)  
4001-204937 (ChemTrec 中国)  
1-703-527-3887 (ChemTrec 国际)  
86-21-80236500 (上海)  
电子邮箱: Product.stewardship@entegris.com

#### 产品用途

一般工业, 研究与开发

#### 使用限制

仅限用于研发。

### 第2部分—危险性概述

#### 紧急情况概述

黄色油

#### GHS危险性类别(根据GB 30000.2-GB 30000.29)

分类标准对其未作要求。

#### 标签要素

#### 象形图

分类标准对其未作要求。

物品名称: Vitamin K1-[2H7]

修正日期: 2022-08-24

**信号词**

分类标准对其未作要求

**危险性说明**

分类标准对其未作要求。

**防范说明****预防措施**

分类标准对其未作要求。

**事故响应**

分类标准对其未作要求。

**安全储存**

分类标准对其未作要求。

**废弃处置**

按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容器。

**物理和化学危险**

无相关数据

**健康危害**

无相关数据

**环境危害**

无相关数据

**分类未包括的其它危险性**

不明。

**第3部分—成分/组成信息**

CAS	组分	浓度或浓度范围 (%)
1233937-39-7	Vitamin K1-[2H7]	90-100

**第4部分—急救措施****必要措施描述****吸入**

如果发生不利影响，转移到无污染的地方。如果没有呼吸给人工呼吸。立即就医。

**接触皮肤**

用肥皂和水清洗皮肤至少15分钟同时脱去污染了的衣服和鞋子。如果需要，请就医。彻底清洗和烘干污染了的衣服和鞋子才再穿。

**眼睛接触**

立即用大量的水冲洗眼睛至少15分钟。如果配戴有隐形眼镜且容易取出，则请将眼镜取出。继续冲洗。然后立即就医。

**食入**

如果吞咽，请就医。

**最重要的症状/影响****急性**

呼吸道刺激, 皮肤刺激, 眼睛刺激

**迟发性**

没有显著不利影响。

物品名称: Vitamin K1-[2H7]  
修正日期: 2022-08-24

**对保护施救者的忠告**

工作时, 穿戴适当的防护衣。在安全区域进行急救措施。

**对医生的特别提示**

针对症状给予治疗并支持治疗。

**第5部分—消防措施****适合的灭火剂**

普通干粉, 二氧化碳, 喷水, 泡沫

**不合适的灭火介质**

高压水流

**特别危险性和有害燃烧产物**

轻的火灾危险。

**危险的燃烧产物**

碳的氧化物

**灭火注意事项**

如果没有危险, 可以将容器移离火区。不要用高压水流去分散泄漏的物质。从最远距离或使用无人水枪支架或遥控炮进行灭火。用水喷凉容器直至火完全熄灭。当发现通风口安全设备声音升高或者油罐因为着火而变色时要马上撤退。避免吸入物料或者燃烧副产物。保持在上风的位置, 不要去低地势的地方。筑堤围起稍后处置。

**消防人员防护措施**

穿戴包括自给式呼吸器(SCBA)在内的全套消防防护装备, 避免可能的暴露。

**第6部分—泄漏应急处理****作业人员防护措施、防护装备和应急程序**

穿戴个人防护服装及设备。

**环境保护措施**

避免释放到环境中。

**泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料**

除去一切点火源, 如果这么做没有危险。不要接触泄漏了的材料。如果没有个人危险, 可以堵塞漏洞。防止进入水路、下水道、地下室或局限区域。收集溢出物于适合的容器, 等待处理。不必要的人必须离开, 将危险现场隔离, 不准进入。

**防止发生次生灾害的预防措施**

无相关数据

**第7部分—操作处置与储存****操作注意事项**

避免吸入蒸气或者烟雾。作业之后彻底清洗双手。

**储存注意事项**

分类标准对其未作要求。

根据目前所有的法规和标准储存和操作。存放在通风良好的地方。保持容器密闭。建议的存储温度-20°C。与禁配物保持分离。

**禁配物**

氧化性物质, 碱类

**第8部分—接触控制和个体防护****接触防护措施**

物品名称: Vitamin K1-[2H7]  
 修正日期: 2022-08-24

**组份暴露限值**

中国、香港和ACGIH未对该产品的任何成分开发暴露限值。

**生物限值**

对该产品的任何化学成分，没有颁布的生物学限值。

**工程控制**

提供局部排气通风系统。保证按照适用的接触限量去做。

**个体防护装备**

**呼吸系统防护**

呼吸器取决于暴露水平。推荐在调换容器或管线时使用带有全防护面罩的 SCBA，并在紧急情况下使用。

**手部防护**

戴适合的耐化学腐蚀的手套:NBR (聚腈橡胶)。

**眼部/面部防护**

戴有附有挡边的安全眼镜。在工作现场装设紧急眼睛冲洗盘和快速淋浴装置。

**皮肤和身体防护**

穿适当的耐化学腐蚀的衣服,实验室工作服。穿防滑鞋。

**保护材料**

推奨事項は製品の種類に基づいています。この物質の特定の使用に適した個人用保護具を決定する際には、産業衛生士に相談してください。

**第9部分－理化特性**

外观	黄色油	物理状态	液态
气味	无相关信息	颜色	黄色
嗅觉阈值	无相关信息	pH值	无相关信息
熔点	-20 °C	沸点	无相关信息
沸程	无相关信息	冰点	无相关信息
蒸发率	无相关信息	可燃性 (固体, 气体)	不易燃
自燃温度	无相关信息	闪点	无相关信息
爆炸下限	无相关信息	分解温度	无相关信息
爆炸上限	无相关信息	蒸气压	无相关信息
相对蒸气密度 (空气以1计)	无相关信息	相对密度 (水以1计)	0.999
水溶解度	无相关信息	正辛醇/水分布系数	无相关信息
粘度	无相关信息	运动粘度	无相关信息
溶解度 (其他)	无相关信息	密度	0.999 g/mL at 25 °C

物品名称: Vitamin K1-[2H7]  
修正日期: 2022-08-24

物理形态	液态	分子式	C31(2H7)H39O2
分子量	457.74 (g/mol)		

### 第10部分—稳定性和反应性

#### 稳定性

在正常的温度和压力下是稳定的。

#### 危险反应

无已知的危险反应。

#### 聚合反应

不会聚合。

#### 应避免的条件

避免与光接触。避免与禁配物接触。

#### 禁配物

氧化性物质,碱类

#### 危险的分解产物

碳的氧化物

### 第11部分—毒理学信息

#### 成份分析—LD50/LC50 (半数致死剂量/浓度)

已经根据各种数据源检查了该物质的成分, 没有发现选择的终点值。

#### 急性毒性估计值

无相关数据。

#### 即刻效应

呼吸道刺激,皮肤刺激,眼睛刺激

#### 迟发性效应

没有显著不利影响。

#### 皮肤腐蚀/刺激

呼吸道刺激,皮肤刺激,眼睛刺激

#### 眼睛刺激或腐蚀

眼睛刺激

#### 呼吸致敏

没有数据可使用。

#### 皮肤过敏

无相关数据。

#### 生殖细胞致突变性

无相关数据。

#### 组份致癌性

该产品的成分均未被卫生部、ACGIH或IARC列入。

#### 生殖毒性

无相关数据。

#### 致畸性

无相关数据。

#### 特异性靶器官毒性—一次接触

无确定的靶器官。

物品名称: Vitamin K1-[2H7]  
修正日期: 2022-08-24

**特异性靶器官系统毒性—反复接触**

无确定的靶器官。

**吸入危害**

没有数据可使用。

**接触后会使得下列病情恶化**

无相关数据。

### 第12部分—生态学信息

**成分分析-水生毒性**

无该产品组分相关的LOLI生态毒性数据。

**持久性和降解性**

无相关数据。

**生物累积潜能**

无相关数据。

**土壤中的迁移性**

无相关数据。

### 第13部分—废弃处置

**废弃处置方法**

根据所有适合的法规来处理。

**成分废弃物资料**

此产品成分尚无适用废弃物资料。

**污染包装物**

根据所有适合的法规来处理。

### 第14部分—运输信息

**国际航空运输协会 (IATA) 信息:**

UN#: 不受限制

**国际海上危险货物规则 (IMDG) 信息:**

UN#: 不受限制

**国际民航组织 (ICAO) 信息:**

UN#: 不受限制

**国际散装化学品规则**

该材料不含任何在IBC规则下要求被认为是散装危险化学品的物质。

**运输注意事项**

无

### 第15部分—法规信息

**中国法规**

中华人民共和国职业病防治法: 职业病危害因素分类目录

此产品并无任何成分列入。

国家安全生产监督管理局 (SAWS): 危险化学品目录

此产品并无任何成分列入。

重点监管的危险化学品名录

物品名称: **Vitamin K1-[2H7]**  
 修正日期: **2022-08-24**

此产品并无任何成分列入。

**危险货物品名表(GB 12268-2012)**

此产品并无任何成分列入。

**化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定：严格限制进出口的有毒化学品目录**

此产品并无任何成分列入。

**有毒化学品管制条例（香港）**

此产品并无任何成分列入。

**受管制化学品表（香港）**

此产品并无任何成分列入。

**国际公约和协议信息**

**蒙特利尔破坏臭氧层物质管制议定书**

**蒙特利尔协议**

此材料的组分都未被列入。

**UNEP -斯德哥尔摩公约-持久性有机污染物（POPs）**

**斯德哥尔摩公约**

此材料的组分都未被列入。

**UN/ FAO/鹿特丹公约-事先知情同意程序的化学品(PIC)**

此材料的组分都未被列入。

**成分分析 - 化学物质名录**

Vitamin K1-[2H7] (1233937-39-7)

美国	加拿大	澳大利亚	中国	欧盟	日本 - ENCS	日本 - ISHL	KR - 附件1	KR - 附件2
不	不	不	不	不	不	不	不	不

KR-化学品注册和评估法案，化学品控制法案	墨西哥	新西兰	菲律宾	TH-TECI	中国台湾	VN (草案)
不	不	不	不	不	不	不

**第16部分 - 其他信息**

**国家防火协会（NFPA）分级**

健康 1 火灾：1 不稳定性:0

危险性分级：0 = 很小， 1 = 轻微， 2 = 中度， 3 = 严重， 4 = 剧烈

**编制日期**

8/24/2022

**缩略语和首字母缩写**

ACGIH - 美国政府工业卫生学家会议；ADR - 欧洲公路运输；AU- 澳大利亚；BOD - 生化需氧量；C - 摄氏度；CA - 加拿大；CA/MA/MN/NJ/PA - 加利福尼亚州/马萨诸塞州/明尼苏达州/新泽西/宾夕法尼亚州\*；CAS - 化学文摘社；CERCLA - 综合环境反应，赔偿和责任法；CFR - 联邦法规（美国）；CLP - 分类，标签和包装；CN - 中国；CPR - 管制产品法规；DFG - 德意志研究联合会；DOT - 交通运输部；DSD - 危险物质指令；DSL - 国内物质清单；EC - 欧盟委员会；EEC - 欧洲经济共同体；EIN - 欧洲现有商业化学品目录；EINECS - 欧洲现有商业化学品目录；ENCS - 日本现有化学物质和新化学物质名录；EPA - 环境保护署；EU - 欧盟；F- 华氏温度；F - 背景（委内瑞拉生物接触指标

物品名称: Vitamin K1-[2H7]  
修正日期: 2022-08-24

); IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; ICAO - 国际民用航空组织; IDL - 成分披露名单; IDLH - 立即威胁生命和健康; IMDG - 国际海运危险货物; ISHL - 日本工业安全健康法; IUCLID - 国际统一化学品信息数据库; JP - 日本; Kow - 辛醇/水分配系数; KRKECI Annex 1 - 韩国现有化学物质名录 (KECI) / 韩国现有化学物质名录 (KECL) ; KR KECI Annex 2 - 韩国现有化学物质名录 (KECI) / 韩国现有化学物质名录 (KECL) ; KR - 韩国; KR REACH / CCA - 韩国化学物质注册与评估法案 / 化学品控制法; LD50 / LC50 - 半数致死剂量/半数致死浓度; LEL - 爆炸下限; LLV - 水平限值; LOLI - Lists™清单- ChemADVISOR的监管数据库; MAK - 工作场所最高浓度值; MEL - 最大接触限值; MX - 墨西哥; Ne - 非特定性; NFPA - 国家消防保护协会; NIOSH - 国家职业安全与健康; NJTSR - 新泽西州商业机密登记; Nq - 非定量; NSL - 非国内物质清单 (加拿大); NTP - 国家毒理学计划; NZ - 新西兰; OSHA - 职业安全与健康标准; PEL - 容许接触限值; PH - 菲律宾; RCRA - 资源保护与回收法; REACH - 化学品的注册、评估、授权和限制; RID - 欧洲铁路运输; SARA - 超级基金修正和再授权法案; Sc - 半定量; STEL - 短期接触限值; TCCA - 韩国有毒化学品管理法案; TDG - 危险货物运输; TH-TECI - 泰国-食品和药物管理局 (FDA) 现有化学品目录 (TECI); TLV - 阈值; TSCA - 有毒物质控制法案; TW - 台湾; TWA - 时间加权平均值; UEL - 爆炸限值; UN / NA - 联合国/北美US - 美国; VLE - 接触限值 (墨西哥); VN (草案) - 越南(草案); WHMIS - 工作场所有害物质信息系统 (加拿大)。

#### 培训提示

可根据要求

#### 重要的文献资料和数据源

可根据要求

#### 其他资料或数据

#### 免责声明:

在Entegris公司发货时,这个安全数据表 (“(M) SDS”) 中的信息被认为是当前的和准确的。关于这些信息 Entegris公司不作任何明示或暗示的何保证,包括但不限于对适销性或特定用途的适应性的担保。Entegris公司不为任何因使用 (M) SDS的信息而造成损失或损伤承担责任。((M) SDS )里 Entegris公司产品的化学、物理和毒理学性质没有得到彻底调查。用户在使用Entegris公司产品时应持谨慎态度,并进行自己的调查,以确定该产品是否适合他们的特定目的,使用或应用的方法。确保所有生产和使用活动遵守所有适用法律和法规是用户的责任。Entegris公司是Entegris Inc. 或关联公司, ©2015 Entegris公司,或其附属公司的注册商标。版权所有。。